

BIOFREEDOM™
POLYMER- & CARRIER-FREE
DRUG-COATED CORONARY STENT SYSTEM

ultra




ULTRA RESPONSIVE

FOR ALL STEPS
OF THE PATIENT JOURNEY



BIOSENSORS
INTERNATIONAL™



製品情報

製品番号	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	推奨拡張圧 (atm)	最大拡張圧 (atm)	JANコード
BFC3-2509	2.50	9	8	16	8888893032368
BFC3-2514	2.50	14	8	16	8888893032375
BFC3-2519	2.50	19	8	16	8888893032382
BFC3-2524	2.50	24	8	16	8888893032399
BFC3-2529	2.50	29	8	16	8888893032405
BFC3-2533	2.50	33	8	16	8888893032412
BFC3-2536	2.50	36	8	16	8888893032429
BFC3-3009	3.00	9	8	16	8888893032504
BFC3-3014	3.00	14	8	16	8888893032511
BFC3-3019	3.00	19	8	16	8888893032528
BFC3-3024	3.00	24	8	16	8888893032535
BFC3-3029	3.00	29	8	16	8888893032542
BFC3-3033	3.00	33	8	16	8888893032559
BFC3-3036	3.00	36	8	16	8888893032566
BFC3-3509	3.50	9	8	14	8888893032573
BFC3-3514	3.50	14	8	14	8888893032580
BFC3-3519	3.50	19	8	14	8888893032597
BFC3-3524	3.50	24	8	14	8888893032603
BFC3-3529	3.50	29	8	14	8888893032610
BFC3-3533	3.50	33	8	14	8888893032627
BFC3-3536	3.50	36	8	14	8888893032634
BFC3-4009	4.00	9	8	14	8888893032641
BFC3-4014	4.00	14	8	14	8888893032658
BFC3-4019	4.00	19	8	14	8888893032665
BFC3-4024	4.00	24	8	14	8888893032672
BFC3-4029	4.00	29	8	14	8888893032689

BioFreedom™ Ultraは、Biosensors International Group, Ltd.の登録商標です。
BioFreedom™ Ultraは、CEマークの承認を受けています。

■ 販売名: BioFreedom Ultra 薬剤コーテッドステント
■ 医療機器承認番号: 30400BZX00081000

【製造販売元】

BIOSENSORS
INTERNATIONAL™

日本バイオセンサース株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町 3F

TEL.03-6811-7910 FAX.03-6811-7912

www.biosensors.com

【お問い合わせ先】

KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

株式会社 カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060